

Sistema S-ICD de utilização condicionada em MR ImageReady™

Guia do paciente para ressonância magnética

Resumo

A ressonância magnética (MRI) é um teste de diagnóstico que utiliza um magneto potente e ondas de rádio para produzir imagens do corpo humano. Alguns pacientes com S-ICD têm de ser submetidos a uma MRI para diagnosticar as suas condições de saúde e determinar o tratamento adequado. A Boston Scientific possui um sistema S-ICD que pode ser utilizado em MRI, se determinadas condições forem observadas. Estas incluem programar o S-ICD com definições especiais para MRI.

O paciente PODERÁ ser elegível para a realização de uma MRI, se tiver implantado um sistema S-ICD de utilização condicionada em MR ImageReady, o qual foi testado quanto à utilização com MRI. O seu cardiologista ou profissional de saúde irá ajudá-lo a determinar se você e o seu sistema S-ICD podem ser submetidos a uma MRI.

Converse com o seu cardiologista sobre os riscos e os benefícios de se submeter a uma MRI.

Questões frequentes

Para ser elegível para uma MRI terá obrigatoriamente de ter um sistema S-ICD de utilização condicionada em MR ImageReady implantado. O centro que realiza o exame deve utilizar uma máquina de MRI que esteja em conformidade com as condições de utilização do sistema S-ICD ImageReady.

As questões frequentes são as seguintes:

1. Posso fazer uma MRI?

- Se um profissional de saúde recomendar uma MRI, fale com o seu cardiologista antes de marcar a MRI.
- Entrar em contacto com o forte campo magnético de um equipamento de MRI pode provocar a perda permanente do volume do Beeper do S-ICD. Converse com o seu cardiologista para ponderar os benefícios do procedimento de MRI contra o risco de perder o Beeper.
- O cardiologista irá examiná-lo e ao sistema S-ICD ImageReady para determinar se é elegível para uma MRI.
- Mesmo que o seu sistema S-ICD seja elegível, poderá ter outros dispositivos implantados ou metal no seu corpo que possam impedi-lo de realizar uma MRI.
- Tem de estar fisicamente apto para realizar uma MRI. Ou seja, tem de ser capaz de permanecer deitado e tolerar a forma como o S-ICD funciona durante o exame.

A seguinte marca é uma marca registada da Boston Scientific ou respetivas filiais: ImageReady.

- Consulte sempre o seu cardiologista ou um profissional de saúde se tiver dúvidas, seja antes ou depois da MRI.

2. O que posso esperar durante uma MRI?

- O sistema S-ICD implantado está indicado no seu cartão de identificação do dispositivo médico atual. Deverá ter sempre este cartão consigo e levá-lo para o centro de MRI.
- Antes do exame, o seu sistema S-ICD ImageReady será programado com as definições de MRI. Estas definições são necessárias para que possa realizar uma MRI. Enquanto estiver programado com estas definições, o dispositivo não poderá aplicar terapêutica de choque. Portanto, converse com o seu cardiologista para compreender o tipo de monitorização a que será submetido enquanto o sistema S-ICD estiver a utilizar as definições de MRI.
- O S-ICD vai utilizar as definições de MRI durante um período de tempo limitado. Tanto o paciente como o técnico de saúde poderão ser notificados sobre durante quanto tempo o dispositivo irá permanecer nas definições de MRI. A MRI tem de ser concluída antes de esse tempo terminar.
- Poderá ver sinais no centro de MRI que o alertam para não entrar se tiver um desfibrilhador. Estes sinais aplicam-se a sistemas S-ICD que não são elegíveis, que não estão programados nem autorizados para uma MRI. Consulte sempre um profissional de saúde se tiver dúvidas.
- Durante a MRI, poderá sentir o seguinte:
 - Os ruídos fortes fazem parte de uma MRI normal; os ruídos não são provocados pelo seu S-ICD.
 - Um ligeiro movimento, vibração ou aquecimento do S-ICD.

3. O que acontece depois do exame?

- Depois do exame, siga as indicações recomendadas pelo seu cardiologista ou profissional de saúde.
- O sistema S-ICD ImageReady implantado poderá ser verificado depois da MRI para garantir que está a funcionar normalmente. O sistema S-ICD poderá ser programado manualmente para outras definições que não as de MRI ou poderá regressar automaticamente às definições normais, após um período de tempo específico definido pelo seu cardiologista.
- Se o S-ICD perder permanentemente o volume do Beeper devido a uma MRI, o seu cardiologista poderá recomendar a utilização de um sistema de monitorização do paciente ou que faça seguimentos mais regulares na clínica, após a MRI.
- Se sentir novos sintomas depois do exame, contacte o seu cardiologista ou profissional de saúde.
- Sempre que precisar de fazer uma MRI, é necessário verificar se você e o sistema S-ICD ImageReady são elegíveis para fazer o exame. Se o sistema S-ICD implantado for alterado, por exemplo, pela implantação de um S-ICD ou eletrodo novo, ou se houver qualquer alteração ao nível da sua saúde, é possível que deixe de ser elegível para uma MRI.

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioón. Äрге kasutage.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. No utilizar.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úrelt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nenaudokite.
Novecojsi versija. Non utilizzare.
Elavult verzió. Ne használja!
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Versiune expirată. A nu se utiliza.
Zastaraná verzia. Nepoužívať.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioón. Äрге kasutage.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Versión obsoleta. Ne utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Versione obsolete. Non utilizzare.
Version obsolete. Nemanajte.
Zastarjela verzija. Ne uporabite.
Úreлт útгáfa. Notið ekki.
Versione obsolete. Nemojte upotrebljavati.
Novcojusi verzija. Nemanajte.
Pasenusi verzija. Nemanajte.
Elavult verzió. Ne használják.
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatede versjon. Bruk ikke.
Wersja przestarzała. Nie używać.
Versão antiga. Não utilize.
Zastarjaná verzija. Ne uporabite.
Zastarela verzija. Ne koristite.
Vanhertunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Boston Scientific



Boston Scientific Corporation
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA



Guidant Europe NV/SA
Boston Scientific Green Square,
Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422) World-
wide: +1.651.582.4000
www.bostonscientific.com



Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY NSW 1455 Australia
Free Phone 1 800 676 133
Free Fax 1 800 836 666

© 2015 Boston Scientific Corporation or its affiliates.
All rights reserved.

359478-009 Europe/AUS/CAN PT 2020-07

CE 2797

