

ERGÄNZUNG ZUR GEBRAUCHSANLEITUNG

LUX-Dx™

Implantierbares Herzmonitorsystem

REF M301, 2925, 2935

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Version obsolete. Ärge kasutage.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Version obsoleta. Ne utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úrejt útgáfa. Notið ekki.
Versione obsolete. Non utilizzare.
Zastarjela verzija. Neizmantot.
Úrejt útgáfa. Notið ekki.
Novější verze. Ne používejte.
Pasenusi versija. Nenaudokite.
Elavult verzió. Ne használja!
Utdatert versjon. Nenaudokite.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Versione expirată. A nu se utiliza.
Zastaraná verzia. Nepoužívať.
Zastarela različica. Ne uporabite.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Diese Unterabschnitte des Abschnitts **KLINIK-APP** im Kapitel **Mobile Anwendungen** des LUX-Dx Handbuch für klinische Anwender wurden aktualisiert.

Einrichtung

So richten Sie die Klinik-App ein:

1. Schalten Sie das Mobilgerät ein.
2. Tippen Sie auf das **LUX Klinik** App-Symbol, um die App zu öffnen. Es wird ein Bildschirm angezeigt, der angibt, dass die Sprache auf Englisch eingestellt ist.
Sensorbildschirm-Tipp: Tippen Sie sanft und schnell mit der Fingerspitze auf den Bildschirm. Verwenden Sie nicht Ihren Fingernagel.
3. Um mit Englisch als Spracheinstellung fortzufahren, tippen Sie auf **NEXT** und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Um die Spracheinstellung zu ändern, tippen Sie auf **CHANGE LANGUAGE** und führen Sie die folgenden Schritte aus:
 - a. Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus, indem Sie auf die von Ihnen gewünschte Sprache tippen, und tippen Sie dann auf **APPLY**. Es wird ein Bildschirm in der gewählten Sprache angezeigt, der die gewählte Sprache angibt.
 - b. Tippen Sie auf **WEITER**.
4. Tippen Sie auf die Schaltfläche **EINRICHTUNG STARTEN** auf dem Bildschirm **Willkommen!**. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
HINWEIS: Wenn die App nicht in der Lage ist, über eine Mobilfunkverbindung eine Verbindung zum Server herzustellen, fordert die App den Benutzer auf, eine WLAN-Verbindung herzustellen, um die Einrichtung abzuschließen.
5. Wenn die Einrichtung abgeschlossen ist, wird eine Nachricht angezeigt. Tippen Sie auf **WEITER**.

Mit WLAN verbinden

Sie können jederzeit eine Verbindung zum WLAN herstellen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:

1. Drücken Sie die Home-Taste auf dem Mobilgerät.
2. Tippen Sie auf das Einstellungssymbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
3. Tippen Sie auf **WLAN**.
4. Wenn eine Liste der verfügbaren WLAN-Netzwerke angezeigt wird, tippen Sie darauf, um ein Netzwerk aus der Liste auszuwählen.
5. Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm. Möglicherweise werden Sie aufgefordert, ein Netzwerkkennwort einzugeben, um eine Verbindung herzustellen.
6. Auf dem Bildschirm wird angezeigt, wenn das Mobilgerät mit dem WLAN verbunden ist.
7. Drücken Sie die Home-Taste auf Ihrem Mobilgerät.
8. Tippen Sie auf das Symbol **LUX Clinic**, um zur App zurückzukehren.

Sichern Sie den Bildschirm des Mobilgeräts

Auf einem Boston Scientific Mobilgerät gibt es eine Option zum Sperren des Bildschirms des Mobilgeräts, um zu verhindern, dass nicht autorisierte Benutzer auf die Klinik-App zugreifen:

1. Drücken Sie die Home-Taste auf dem Mobilgerät.
2. Tippen Sie auf das Einstellungssymbol in der oberen rechten Ecke Ihres Bildschirms.
3. Tippen Sie auf **Bildschirm sperren**.

4. Tippen Sie hier, um die zu verwendende Methode auszuwählen (z. B. PIN, Passwort) und folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm.
5. Drücken Sie die Home-Taste auf dem Mobilgerät.
6. Tippen Sie auf das Symbol **LUX Clinic**, um zur App zurückzukehren.

Spracheinstellung ändern

Auf einem Boston Scientific Mobilgerät wird die Spracheinstellung während der Einrichtung der App ausgewählt. Ändern Sie die Spracheinstellung jederzeit mit den folgenden Schritten:

1. Drücken Sie die Home-Taste auf dem Mobilgerät.
2. Tippen Sie auf das Einstellungssymbol in der oberen rechten Ecke des Bildschirms.
3. Tippen Sie auf **Sprache** auf diesem Bildschirm und auf dem nächsten Bildschirm.
4. Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus, indem Sie auf die von Ihnen gewünschte Sprache tippen, und tippen Sie dann auf **ANWENDEN**. Es wird ein Bildschirm in der gewählten Sprache angezeigt, der die gewählte Sprache angibt.
5. Drücken Sie die Home-Taste auf dem Mobilgerät.
6. Tippen Sie auf das Symbol **LUX Clinic**, um zur App zurückzukehren.



Boston Scientific Corporation
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

EC REP

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422)
+1.651.582.4000
www.bostonscientific.com

AU REP

Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY NSW 1455 Australia
Free Phone 1 800 676 133
Free Fax 1 800 836 666

CE 2797

© 2023 Boston Scientific Corporation or its affiliates.
All rights reserved.

51676508-003 DE

2023-06

