

SUPPLEMENTO AL MANUALE D'USO

LUX-Dx™

Sistema di monitoraggio cardiaco inseribile

REF M301, 2925, 2935

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Version obsolete. Άργε kasutage.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Version obsolete. Ne utilizar.
Version périmée. Ne pas utiliser.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreлт útгáfa. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Zastarjela verzija. Neizmantot.
Úreлт útгáfa. Notið ekki.
Novcojusi versija. Nenaudokite.
Pasenusi versija. Ne használja!
Elavult verzió. Ne használja!
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Versiune expirată. A nu se utiliza.
Zastaraná verzia. Nepoužívať.
Zastarela različica. Ne uporabite.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Le presenti sotto-sezioni all'interno della sezione dell'**APP DELLA CLINICA** nel capitolo "**Applicazioni mobili**" del Manuale per il medico di LUX-Dx sono state aggiornate.

Configurazione

Per configurare l'app della clinica:

1. Accendere il dispositivo mobile.
2. Toccare l'icona dell'app **LUX Clinic** per aprire l'app. Verrà visualizzata una schermata che indica che la lingua è impostata su inglese.
Suggerimento per il touchscreen: toccare delicatamente e rapidamente lo schermo con la punta delle dita. Non usare le unghie.
3. Per continuare con l'impostazione in lingua inglese, toccare **NEXT** (Avanti) e procedere al passaggio successivo. Per cambiare l'impostazione della lingua, toccare **CHANGE LANGUAGE** (Cambia lingua) e completare quanto segue:
 - a. Selezionare la lingua preferita toccando quella desiderata e quindi toccare **APPLY** (Applica). Verrà visualizzata una schermata nella lingua selezionata che indica la lingua prescelta.
 - b. Toccare **NEXT** (Avanti).
4. Toccare il pulsante **START SETUP** (Avvia configurazione) sulla schermata **Benvenuto!** Seguire le istruzioni sullo schermo.
NOTA: se non è in grado di connettersi al server utilizzando una connessione cellulare, l'app chiederà all'utente di connettersi al Wi-Fi per completare la configurazione.
5. Un messaggio confermerà quando l'impostazione è completa. Toccare **CONTINUE** (Continua).

Connessione al Wi-Fi

Connettersi al Wi-Fi in qualsiasi momento portando a termine la procedura che segue:

1. Premere il pulsante Home sul dispositivo mobile.
2. Toccare l'icona Impostazioni nell'angolo in alto a destra della schermata.
3. Toccare **Wi-Fi**.
4. Se viene visualizzato un elenco di reti Wi-Fi disponibili, toccare per selezionarne una.
5. Seguire le istruzioni sullo schermo. Le potrebbe essere richiesto di inserire una password di rete per connettersi.
6. Lo schermo indicherà quando il dispositivo mobile è connesso al Wi-Fi.
7. Premere il pulsante "Home" sul dispositivo mobile.
8. Toccare l'icona **LUX Clinic** per tornare all'app.

Proteggere la schermata del dispositivo mobile

Su un dispositivo mobile Boston Scientific, c'è un'opzione per bloccare lo schermo del dispositivo mobile per impedire agli utenti non autorizzati di accedere all'app della clinica:

1. Premere il pulsante Home sul dispositivo mobile.
2. Toccare l'icona Impostazioni nell'angolo in alto a destra della schermata.
3. Toccare **Screen Lock** (Blocca schermo).
4. Toccare per selezionare il metodo da utilizzare (ad esempio, PIN, Password) e seguire le istruzioni sullo schermo.
5. Premere il pulsante Home sul dispositivo mobile.
6. Toccare l'icona **LUX Clinic** per tornare all'app.

Impostazione Cambia lingua

Su un dispositivo mobile Boston Scientific, l'impostazione della lingua viene selezionata durante la configurazione dell'app. Cambiare l'impostazione della lingua in qualsiasi momento tramite la procedura che segue:

1. Premere il pulsante Home sul dispositivo mobile.
2. Toccare l'icona Impostazioni nell'angolo in alto a destra della schermata.
3. Toccare **Lingua** in questa schermata e in quella successiva.
4. Selezionare la lingua preferita toccando quella desiderata e quindi toccare **APPLY** (Applica). Verrà visualizzata una schermata nella lingua selezionata che indica la lingua prescelta.
5. Premere il pulsante Home sul dispositivo mobile.
6. Toccare l'icona **LUX Clinic** per tornare all'app.

Остаряла версия. Да не се използва.
Zastaralá verze. Nepoužívat.
Forældet version. Må ikke anvendes.
Version überholt. Nicht verwenden.
Aegunud versioon. Ärge kasutage.
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.
Outdated version. Do not use.
Version obsolete. Ne utilizar.
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.
Úreлт útгáфа. Notið ekki.
Versione obsoleta. Non utilizzare.
Pasenusi versija. Neizmantot.
Elavult verzió. Ne használja!
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.
Wersja przeterminowana. Nie używać.
Versão obsoleta. Não utilize.
Versiune expirată. A nu se utiliza.
Zastaraná verzia. Nepoužívať.
Zastarela različica. Ne uporabite.
Vanhentunut versio. Älä käytä.
Föråldrad version. Använd ej.
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.



Boston Scientific Corporation
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

EC REP

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422)
+1.651.582.4000
www.bostonscientific.com

AU REP

Boston Scientific (Australia) Pty Ltd
PO Box 332
BOTANY NSW 1455 Australia
Free Phone 1 800 676 133
Free Fax 1 800 836 666

CE 2797

© 2023 Boston Scientific Corporation or its affiliates.
All rights reserved.

51676508-004 IT

2023-06

