

APÉNDICE DEL MANUAL DEL USUARIO

**LUX-Dx™**

**Sistema de monitor cardiaco insertable**

**REF** M301, 2925, 2935

Las siguientes subsecciones incluidas en la sección **APLICACIÓN DE LA CLÍNICA** del capítulo **Aplicaciones móviles** del Manual para el médico de LUX-Dx se han actualizado.

## Configuración

Para configurar la aplicación de la clínica:

1. Encienda el dispositivo móvil.
2. Pulse el icono de la aplicación **LUX Clinic** para abrirla. Aparecerá una pantalla en la que se indicará que el idioma configurado es inglés.  
**Sugerencia para la pantalla táctil:** Toque la pantalla de forma suave y rápida con la punta del dedo. No use la uña.
3. Si desea continuar con el inglés como idioma configurado, pulse **NEXT** y vaya al siguiente paso. Para cambiar la configuración del idioma, pulse **CHANGE LANGUAGE** y complete lo siguiente:
  - a. Seleccione el idioma que desee pulsando en dicho idioma y, a continuación, pulse **APPLY**. Aparecerá una pantalla en el idioma seleccionado en la que se indicará el idioma que haya elegido.
  - b. Pulse **SIGUIENTE**.
4. Pulse el botón **COMENZAR CONFIGURACIÓN** de la pantalla de **Bienvenida**. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.  
**NOTA:** Si la aplicación no puede conectarse al servidor mediante una conexión móvil, solicitará al usuario que se conecte a una red Wi-Fi para completar la configuración.
5. Cuando la configuración se haya completado, aparecerá un mensaje de confirmación. Pulse **CONTINUAR**.

## Conexión a la red Wi-Fi

Puede conectarse a una red Wi-Fi en cualquier momento siguiendo estos pasos:

1. Pulse el botón de inicio del dispositivo móvil.
2. Pulse el icono de Ajustes situado en la esquina superior derecha de la pantalla.
3. Pulse **Wi-Fi**.
4. Si aparece una lista de redes Wi-Fi disponibles, pulse una para seleccionarla.
5. Siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla. Es posible que se le solicite una contraseña de red para conectarse.
6. En la pantalla se indicará cuándo está conectado el dispositivo móvil a la red Wi-Fi.
7. Pulse el botón de inicio del dispositivo móvil.
8. Pulse el icono de **LUX Clinic** para volver a la aplicación.

## Protección de la pantalla del dispositivo móvil

En un dispositivo móvil de Boston Scientific, existe la opción de bloquear la pantalla del dispositivo móvil para evitar que usuarios no autorizados accedan a la aplicación de la clínica:

1. Pulse el botón de inicio del dispositivo móvil.
2. Pulse el icono de Ajustes situado en la esquina superior derecha de la pantalla.
3. Pulse **Bloquear pantalla**.
4. Pulse para seleccionar el método que desee utilizar (p. ej., PIN, contraseña) y siga las instrucciones que aparezcan en la pantalla.

5. Pulse el botón de inicio del dispositivo móvil.
6. Pulse el icono de **LUX Clinic** para volver a la aplicación.

### Cambio de la configuración del idioma

En un dispositivo móvil de Boston Scientific, el idioma se selecciona durante la configuración de la aplicación. Puede cambiar la configuración del idioma en cualquier momento siguiendo estos pasos:

1. Pulse el botón de inicio del dispositivo móvil.
2. Pulse el icono de Ajustes situado en la esquina superior derecha de la pantalla.
3. Pulse **Idioma** en esta pantalla y en la siguiente.
4. Seleccione el idioma que desee pulsando en dicho idioma y, a continuación, pulse **APLICAR**. Aparecerá una pantalla en el idioma seleccionado en la que se indicará el idioma que haya elegido.
5. Pulse el botón de inicio del dispositivo móvil.
6. Pulse el icono de **LUX Clinic** para volver a la aplicación.

Остаряла версия. Не по-живавайте.  
Zastaralá verze. Nepožívajte.  
Forældet version. Må ikke anvendes.  
Version überholt. Nicht verwenden.  
Aegunud versioon. Ärge kasuta.  
Παλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.  
Outdated version. Do not use.  
Version obsolete. Ne pas utiliser.  
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.  
Úreлт útгáфа. Notið ekki.  
Versione obsoleta. Non utilizzare.  
Pasenusi versija. Neizmantot.  
Elavult verzió. Ne használja!  
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.  
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.  
Wersja przeterminowana. Nie używać.  
Versão obsoleta. Não utilize.  
Versione expirată. A nu se utiliza.  
Zastaraná verzia. Nepoužívať.  
Zastarela različica. Ne uporabite.  
Vanhentunut versio. Älä käytä.  
Föråldrad version. Använd ej.  
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.



Boston Scientific Corporation  
4100 Hamline Avenue North  
St. Paul, MN 55112-5798 USA



Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific  
Green Square, Lambroekstraat 5D  
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422)  
+1.651.582.4000  
www.bostonscientific.com



Boston Scientific (Australia) Pty Ltd  
PO Box 332  
BOTANY NSW 1455 Australia  
Free Phone 1 800 676 133  
Free Fax 1 800 836 666

**CE 2797**

© 2023 Boston Scientific Corporation or its affiliates.  
All rights reserved.

51676508-006 ESEU

2023-06

