

**Boston  
Scientific**

**SISTEMA DE PROGRAMAÇÃO LATITUDE™ MODELO 3300  
SUPLEMENTO DOS MANUAIS DO GERADOR DE IMPULSOS\***

\*Manuais Técnicos e Guias de Referência do Médico

Остаряла версия. Да не се използва.  
Zastaralá verze. Nepoužívat.  
Forældret version. Må ikke anvendes.  
Version überholt. Nicht verwenden.  
Aegunud versioon. Äige kasutada.  
Πολύ έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.  
Outdated version. Do not use.  
Version périmée. Ne pas utiliser.  
Zastariela verzija. Neizmantoj.  
Ureikt útgáfa. Notið ekki.  
Versione obsoleta. Nemojite upotrebljavati.  
Novecojuši versija. Ne utilizar.  
Elavult versija. Nenaudokite.  
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.  
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.  
Wersja przeterminowana. Nie używać.  
Versão obsoleta. Não utilize.  
Zastarana verzija. Ne uporabite.  
Zastarela različica. Ne uporabite.  
Vanhentunut versio. Älä käytä.  
Föråldrad version. Använd ej.  
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Este suplemento oferece uma descrição geral de alto nível das principais diferenças entre o Sistema de Programação ZOOM® LATITUDE Modelo 3120 e o Sistema de Programação LATITUDE Modelo 3300 (pode não estar disponível em todas as localizações).

Os atuais manuais do gerador de impulsos descrevem as características e funcionalidades da utilização com um Sistema de Programação Modelo 3120 e um Analisador do sistema de estimulação (PSA), ou seja, o modelo 3145; este documento serve como suplemento ao conteúdo desses manuais.

**OBSERVAÇÃO:** O Sistema de Programação Modelo 3300 tem as mesmas capacidades básicas e utilização prevista que o Sistema de Programação Modelo 3120 (Figura 1).

## Recursos Primários

Os manuais separados descrevem o Sistema de Programação LATITUDE Modelo 3300. Leia estes documentos primeiro:

- Manual do Utilizador do Sistema de Programação LATITUDE, Modelo 3300
- Manual do Utilizador da Gestão de dados do paciente, Modelo 3931
- Manual do Utilizador de Rede e Conectividade, Modelo 3924

**OBSERVAÇÃO:** Para a funcionalidade PSA, consulte o Manual do Utilizador do Analisador do sistema de estimulação, Modelo 3922.

Para obter cópias eletrónicas, consulte [www.bostonscientific-elabeling.com](http://www.bostonscientific-elabeling.com). Para obter cópias em papel, contacte a Boston Scientific utilizando a informação na parte de trás deste suplemento.



Figura 1. Sistema de Programação Modelo 3300

## Principais Diferenças

### Software

- A Aplicação de Apoio de CDI/CRT-D Modelo 3868 substitui a aplicação Modelo 2868.
  - O Modelo 3868 também substitui o Modelo 2868 no Identificador radiológico do PG.

- A Aplicação de Apoio de Pacemaker/CRT-P Modelo 3869 substitui a aplicação Modelo 2869.
  - O Modelo 3869 também substitui o Modelo 2869 no Identificador radiológico do PG.
- A Aplicação de Software do Sistema Modelo 3909 com a aplicação Quickstart substitui a aplicação Modelo 3923.

### **Rede**

- A transferência sem fios dos dados do paciente é agora possível através Bluetooth®.

### **Teclas**

- O botão RED STAT substitui as teclas de funções fixas ESTIMULAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CHOQUE DE EMERGÊNCIA e DESVIAR TERAPÊUTICA. Oferece apoio para a estimulação de emergência de PSA, estimulação de emergência, choque de emergência e desviar.
- As teclas de funções fixas INTERROGAR e PROGRAMAR foram substituídas por teclas programáveis.
- A funcionalidade de Registo em tempo real substitui as teclas de funções fixas da velocidade do papel. As teclas de funções fixas Calibrar e Linha de base foram substituídas por teclas programáveis.

### **Armazenamento de dados**

- O USB substitui a unidade/suporte de disquete.

## **A imprimir**

- O suporte da impressora externa através de USB e Bluetooth® substitui o registrador interno de gráficos em fita de papel.

## **Zoom Wireless Transmitter**

- O hardware interno substitui o Zoom Wireless Transmitter.

## **Apoio à telemetria RF**

Os modelos seguintes utilizam apenas telemetria com pá até que a telemetria do dispositivo de curto alcance (SRD) seja certificado de acordo com a Diretiva relativa a equipamentos de rádio (RED) para o programador do Modelo 3300.

### Famílias COGNIS / TELIGEN

- COGNIS (CRT-D): P106, P107, P108
- TELIGEN (CDI): F102, F103, F110, F111

### Família INGENIO

- ADVANTIO: J062, J063, J064
- ADVANTIO MRI: J065, J066, J067
- INGENIO: J172, J173, J174, J178
- INGENIO MRI: J175, J176, J177
- VITALIO: J272, J273, J274
- VITALIO MRI: J275, J276, J277
- FORMIO: J278

- FORMIO MRI: J279
- INVIVE: W172, W173
- INTUA: W272, W273
- INLIVEN: W274, W275

#### Família PROGENY

- INCEPTA (CDI): F160, F161, F162, F163
- INCEPTA (CRT-D): P162, P163, P165
- ENERGEN (CDI): F140, F141, F142, F143
- ENERGEN (CRT-D): P142, P143
- PUNCTUA (CDI): F050, F051, F052, F053
- PUNCTUA (CRT-D): P052, P053

#### **Geradores de impulsos existentes**

- O Programador Modelo 3300 suporta a maioria dos atuais geradores de impulsos da Boston Scientific. Se pretender, contacte a Boston Scientific para determinar quais os modelos de geradores de impulsos suportados.

## Declaração de marca registada

As seguintes são marcas registadas da Boston Scientific Corporation ou respetivas filiais:  
LATITUDE e ZOOM.

Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth® SIG.

Остаряна версия. Да не се използва.  
Zastaralá verze. Nepoužívat.  
Forældet version. Må ikke anvendes.  
Version überholt. Nicht verwenden.  
Aegunud versioon. Äige kasutage.  
Πολύ έξδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.  
Outdated version. Do not use.  
Version périmée. Ne pas utiliser.  
Zastariela verzija. Ne koristite.  
Ureikt útgáfa. Notið ekki.  
Versione obsoleta. Nemojite upotrebljavati.  
Novacijosi versija. Ne utilizare.  
Elavult versija. Neizmantot.  
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.  
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.  
Wersja przeterminowana. Nie używać.  
Versão obsoleta. Não utilize.  
Zastarana verzija. Ne uporabite.  
Zastarela različica. Ne uporabite.  
Vanhentunut versio. Älä käytä.  
Föråldrad version. Använd ej.  
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.



Остаряла версия. Да не се използва.  
Zastaralá verze. Nepoužívat.  
Forældet version. Må ikke anvendes.  
Version überholt. Nicht verwenden.  
Aegunud versioon. Äige kasutada.  
Πολύ έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.  
Outdated version. Do not use.  
Version périmée. Ne pas utiliser.  
Zastariela verzija. Ne izlizzare.  
Ureikt útgáfa. Notið ekki.  
Versione obsoleta. Nemojite upotrebljavati.  
Novecojuši versija. Ne izlizzare.  
Elavult versió. Ne használjál.  
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.  
Utdatert version. Skal ikke brukes.  
Wersja przeterminowana. Nie używać.  
Versão obsoleta. Não utilize.  
Zastarana verzija. Ne uporabite.  
Zastarela različica. Ne uporabite.  
Vanhentunut versio. Älä käytä.  
Föråldrad version. Använd ej.  
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Остаряла версия. Да не се използва.  
Zastaralá verze. Nepoužívat.  
Forældret version. Må ikke anvendes.  
Version überholt. Nicht verwenden.  
Aegunud versioon. Äige kasutada.  
Πολύ έκδοση. Μην την χρησιμοποιείτε.  
Outdated version. Do not use.  
Version périmée. Ne pas utiliser.  
Zastariela verzija. Neizmantoj.  
Ureikt útgáfa. Notið ekki.  
Versione obsoleta. Nemojite upotrebljavati.  
Novecojuši versija. Ne utilizar.  
Elavult versio. Nenaudokite.  
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.  
Utdatert versjon. Skal ikke brukes.  
Wersja przeterminowana. Nie używać.  
Versão obsoleta. Não utilize.  
Zastarana verzija. Ne uporabite.  
Zastarela različica. Ne uporabite.  
Vanhentunut versio. Älä käytä.  
Föråldrad version. Använd ej.  
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

Остаряла версия. Да не се използва.  
Zastaralá verze. Nepoužívat.  
Forældret version. Må ikke anvendes.  
Version überholt. Nicht verwenden.  
Aegunud versioon. Äige kasutada.  
Πολύ έξδωση. Μην την χρησιμοποιείτε.  
Outdated version. Do not use.  
Version périmée. Ne pas utiliser.  
Zastariela verzija. Neizmantoj.  
Ureikt útgáfa. Notið ekki.  
Versione obsoleta. Nemojite upotrebljavati.  
Novecojuši versija. Ne utilizare.  
Elavult versio. Neizmantot.  
Dit is een verouderde versie. Niet gebruiken.  
Utdatert version. Skal ikke brukes.  
Wersja przeterminowana. Nie używać.  
Versão obsoleta. Não utilize.  
Zastarana verzija. Ne uporabite.  
Zastarela različica. Ne uporabite.  
Vanhentunut versio. Älä käytä.  
Föråldrad version. Använd ej.  
Güncel olmayan sürüm. Kullanmayın.

# Boston Scientific



92059496-007 PT 2017-02



FABRICANTE

Boston Scientific  
4100 Hamline Avenue North  
St. Paul, MN 55112-5798 USA

FABRICADO EM:

Cardiac Pacemakers Incorporated  
4100 Hamline Avenue North  
St. Paul, MN 55112-5798 USA

EC

REP

REPRESENTANTE AUTORIZADO NA COMUNIDADE EUROPEIA

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific  
Green Square, Lambroekstraat 5D  
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422)  
+1.651.582.4000

[www.bostonscientific.com](http://www.bostonscientific.com)

AUS

ENDEREÇO DO PATROCINADOR DA AUSTRÁLIA

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific  
Green Square, Lambroekstraat 5D  
1831 Diegem, Belgium

© 2017 Boston Scientific  
Corporation or its affiliates.  
All Rights Reserved.