



Captiflex™

ディスポーザブル ポリペクトミースネア



7 cables × 7 strands

Captiflex™ Flexible Oval Snare

柔らかく、しなやかな
7×7本編み込みワイヤ

- ▶ 粘膜層の切除に有効な細さ、硬さを有したコールドポリペクトミースネア
- ▶ 適度な硬さのシャフトで先端部へのトルク性能を有したホットポリペクトミースネア
- ▶ 細く、しなやかなワイヤーは、病変へのソフトな押し付けでスネアリング、絞扼、切除が可能



ワイヤブレイド






断面図



7 cables × 7 strands

■ キャプチフレックス ディスポーザブル ポリペクトミースネア

カタログ番号	スネア形状	ループサイズ (mm)	シース外径 (mm)	有効長 (cm)
M00562471	エクストラスモール オーバル 	11	2.4	240
M00562421	スモール オーバル 	13	2.4	240
M00562401	ミディアム オーバル 	27	2.4	240

10本入/箱

径表示換算目安：1mm=3French=0.0394inches

販売名:ディスポーザブル ポリペクトミー スネア
医療機器認証番号:220ABBZX00212000

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
©2022 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp

ENDO-1351808-AA