

RescueNet™

レスキューネット ディスポーザブル回収ネット


高い耐久性を追求したネットデザイン





RescueNet™


レスキューネット ディスポーザブル回収ネット
スムーズで確実な回収をサポート



ProMesh™

▶ 高い耐久性 High Durability

複数の糸を編み込んだ
六角形の
メッシュ構造



OmniLoop™ Technology

▶ スムーズな開閉 Smooth Actuation

ネットをループ全周にわたって熱圧着

Optical Blue Loop Sheath

▶ 良好な視認性 Clear Visibility

ループを青色の樹脂でラッピング



レスキューネット ディスポーザブル回収ネット

カタログ番号	ループ幅	シース外径	有効長	適合鉗子口径	販売単位
DGN-538-5	横30mm × 縦55mm	2.5mm	230cm	2.8mm	5本/箱入

販売名：レスキューネット ディスポーザブル回収ネット
製造販売届出番号：13B1X00043000074

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
© 2023 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.

Boston
Scientific

Advancing science for life™

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp

ENDO-1566101-AA