

EndoArmor™ Gowns

エンドアーマー ガウン

内視鏡検査・治療をサポートする
高性能ガウン



内視鏡室で求められる安全性と
さまざまな快適性を追求した
高機能ガウンです。

耐水性能

感染を防止するために必要な、血液等への耐水性能も備えています。
それぞれのガウンごとに加工を施しているため、必要に応じて選択
できます。

Magic Fit

- ・ユニバーサルサイズ
- ・男女兼用サイズ

プレミアムニットカフ

- ・袖口のスリーブゴムが手首にしっかりフィットします。
- ・手袋に干渉しません。



Velcro ネックテープ

クイックに着脱できます。



エンドアーマー ガウン

カタログ番号	商品名	色	素材	特徴
SGE-368-100	EndoArmor™ Gown	青	①マイクロウエーブ素材	少量の液体に対する耐性あり。生地に厚みがあり、水が染みこむまでに時間を要する。
SGE-389-100	EndoArmor™ + Gown	水色	②表面：ハイドロシールドコーティング ③背面：フェザーウェイトメッシュ	中程度量の液体に対する防水加工あり。背面はメッシュ素材。

ISO 16603,16604, EN ISO 22610,22611,22612



①マイクロウエーブ素材
(SGE-368-100)



②ハイドロシールドコーティング
(SGE-389-100)



③フェザーウェイトメッシュ素材
(SGE-389-100)

**Boston
Scientific**

Advancing science for life™

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp