



EndoVive™ Bumper G Tube

エンドビブバンパーGチューブ 交換用胃瘻カテーテル

セット内容



カテーテル抜去デバイス



エンドビブバンパーGチューブ

カタログ番号	チューブ径(F)	販売単位
2071	20	1キット入/箱

販売名: エンドビブバンパーGチューブ
医療機器承認番号: 21800BZZ10067A01

※径表示換算目安: 1mm = 3French = 0.0394inches

本マークは医療事故対策のために
設定された厚生労働省基準に
適合することを示す
業界の自主的なマークです。



製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
© 2018 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.

Boston Scientific
Advancing science for life™

販売業者:
ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp

製造販売業者:
日本コヴィディエン株式会社
静岡県袋井市友永1217-1

1809-31940-B-ODP / PSST20180913-0838

EndoVive™ Bumper G Tube

エンドビブバンパーGチューブ 交換用胃瘻カテーテル

Boston Scientific
Advancing science for life™

使いやすさに
交換のしやすさをプラス



エンドビブ バンパーGチューブ

EndoVive™ Bumper G Tube

ガイドワイヤとバンパー伸展ロックシステム採用により
交換手技に使いやすさをプラス


ロープロファイル胃内バンパー

ロープロファイルで丸みのあるバンパーデザインは、
胃対壁への刺激を低減します。



潤滑コーティング

ボタンドーム部には潤滑コーティングが施されており、
伸展させてスムーズに瘻孔に挿入できます。



大口径グロメット

ガイドワイヤの挿入・操作性を
考慮した大口径のグロメット。



バンパー型 チューブタイプの利点

使いやすさに交換のしやすさをプラスしました。

交換・抜去が容易なバンパー伸展ロック機能

キット内に抜去用のグリップスターを同梱しており、
挿入時と同様にバンパーを伸展させてスムーズに抜去することができます。

