

Epic™ Biliary Stent

エピックビリアリーステント（内視鏡用）

より簡便に。より正確に。
内視鏡用レーザーカットタイプステントに
新たな選択肢。



各種条件に対応する220cm長の6Fr.デリバリーシステム。

- ・スコープの選択肢を広げる有効長220cmのデリバリーシステム。
- ・十分なコシを有し、スムーズなリリースを実現する細径6Fr. カテーテル。

狭小部の突破をサポートする高度なテーパ加工。

- ・ガイドワイヤの追従性と狭窄通過性を両立し、優れたアクセス性を確保するテーパ加工。


選択可能な2つのリリース方法。

- ・一定のリリーススピードを確保する『サムホイール式』とリリーススピードの自在な調整が可能な『プルグリップ式』。2つのリリース方式から選択可能。



Epic™ Biliary Stent

エピックビリアリーステント（内視鏡用）



■ エピック ビリアリーステント（Endoscopic Use）

カタログ 番号	ステント		デリバリーシステム		適合ガイドワイヤ (inches)	希望販売価格
	外径 (mm)	ステント長 (mm)	外径 (Fr)	有効長 (cm)		
M00572230	6	40	6	220	MAX. 0.035	¥221,000
M00572240	6	60	6	220	MAX. 0.035	¥221,000
M00572250	6	80	6	220	MAX. 0.035	¥221,000
M00572260	6	100	6	220	MAX. 0.035	¥221,000
M00572270	8	40	6	220	MAX. 0.035	¥221,000
M00572280	8	60	6	220	MAX. 0.035	¥221,000
M00572290	8	80	6	220	MAX. 0.035	¥221,000
M00572300	8	100	6	220	MAX. 0.035	¥221,000
M00572310	10	40	6	220	MAX. 0.035	¥221,000
M00572320	10	60	6	220	MAX. 0.035	¥221,000
M00572330	10	80	6	220	MAX. 0.035	¥221,000
M00572340	10	100	6	220	MAX. 0.035	¥221,000

※径表示換算目安：1mm=3French=0.0394inches