

HANAROSTENT® Biliary Full Cover **Benefit**™



8mm フルカバースtent on 5.9F デリバリーシステム

HANAROSTENT® Biliary Full Cover Benefit™

幅広い手技に対応する 6mmと8mm径のラインナップ

- スtentデザインを見直し
8mm径のフルカバースtentを
細径デリバリーシステムにマウントしました
- セルサイズの
最適化により
柔軟性を増し、
十分な拡張力を
確保するようにしました




安心の再収納機能により 正確な留置をサポート

- 再収納機能の搭載を実現し、正確な留置をサポートします



3箇所(9個)の不透過マーカによる視認性を確保

- スtentの遠位部・中部・近位部に各3個のゴールドマーカを
配置することにより高い視認性を確保しました



HANAROSTENT® Biliary Full Cover Benefit™

カタログ番号	Stent		デリバリーシステム		適合ガイドワイヤ (inches)
	外径(mm)	Stent長(mm)	外径(F)	有効長(cm)	
M00502970	6	60	5.9	180	0.025
M00502990	6	80	5.9	180	0.025
M00503010	6	100	5.9	180	0.025
M00503030	6	120	5.9	180	0.025
M00503060	8	60	5.9	180	0.025
M00503080	8	80	5.9	180	0.025
M00503100	8	100	5.9	180	0.025
M00503120	8	120	5.9	180	0.025

径表示換算目安：1mm=3French=0.0394inches

販売名：HANAROSTENT胆管用カバー small diameter
医療機器承認番号：23100BZ100007000

外国特許承認取得者：M.I.Tech Co., Ltd.
選任製造販売業者：ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社

製品の詳細については添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
©2020 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.

**Boston
Scientific**
Advancing science for life™

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp

2003-31521-A-5 / PSST20200226-0169