

HedgeHog™

ヘッジホッグ 洗浄ブラシ


内視鏡洗浄をサポートする、
豊富なサイズバリエーションの
洗浄ブラシシリーズ



- 1 | ディスポーザブルによる
交差感染リスクの低減
- 2 | 高い挿入性と密着性により
確実な洗浄性能を実現
- 3 | ユニークなブラシ形状と
コシのあるシャフト



ヘッジホッグ 洗浄ブラシ

カタログ番号		商品名		
SBB-382-50		ヘッジホッグ 両端チャンネルブラシ付 両端バルブブラシ		
ブラシ長 (mm)	ブラシ外径 (mm)	有効長 (cm)	販売単位	
13 35/40	5* 5/10	240 14.5	50本/箱入	

カタログ番号		商品名		
SBD-291-50		ヘッジホッグ スウィーパー 両端チャンネルブラシ		
ブラシ長 (mm)	ブラシ外径 (mm)	有効長 (cm)	販売単位	
13/120	5*/5.5*	240	50本/箱入	

カタログ番号		商品名		
SBD-228-50		ヘッジホッグ 両端チャンネルブラシ		
ブラシ長 (mm)	ブラシ外径 (mm)	有効長 (cm)	販売単位	
13	5*	240	50本/箱入	

カタログ番号		商品名		
SBS-227-50		ヘッジホッグ 片端チャンネルブラシ		
ブラシ長 (mm)	ブラシ外径 (mm)	有効長 (cm)	販売単位	
13	5*	240	50本/箱入	

カタログ番号		商品名		
SBD-289-50		ヘッジホッグ チャンネル/バルブブラシ		
ブラシ長 (mm)	ブラシ外径 (mm)	有効長 (cm)	販売単位	
13/40	5*/10	240/14.5	50本/箱入	

カタログ番号		商品名		
SBB-119-50		ヘッジホッグ バルブブラシ		
ブラシ長 (mm)	ブラシ外径 (mm)	有効長 (cm)	販売単位	
35/40	5/10	14.5	50本/箱入	

*チャンネルブラシ適応鉗子口径：2~4.2 (mm)

**Boston
Scientific**

Advancing science for life™

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp