

Hurricane™ RX

ハリケーン RX 胆道拡張バルーンカテーテル

ハリケーン RX 胆道拡張バルーンカテーテル

カタログ番号	バルーン外径 (mm)	バルーン有効長 (cm)	最大加圧 (atm/MPa)	シャフト径 (Fr/mm)	シャフト長 (cm)	適合鉗子口径 (mm)
4589	4	2	12 / 1.2	5.8 / 1.9	180	3.2
4590	4	4	12 / 1.2	5.8 / 1.9	180	3.2
4591	6	2	11 / 1.1	5.8 / 1.9	180	3.2
4592	6	4	11 / 1.1	5.8 / 1.9	180	3.2
4593	8	2	11 / 1.1	5.8 / 1.9	180	3.2
4594	8	4	11 / 1.1	5.8 / 1.9	180	3.2
4595	10	2	8 / 0.8	5.8 / 1.9	180	3.2
4596	10	4	8 / 0.8	5.8 / 1.9	180	3.2

適合ガイドワイヤ：0.035インチ (0.89mm)

アンコール26 インフレーションデバイス

カタログ番号	品名
6667	アンコール 26 インフレーションデバイス



Encore™ 26 Inflation Device

※径表示換算目安：1mm=3French=0.0394inches

販売名：RX ハリケーン ディラレーション バルーン
医療機器認証番号：220ABBZX00070000

販売名：アンコール26 インフレーションデバイス
製造販売届出番号：13B1X00043000005

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
© 2022 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.

Boston Scientific
Advancing science for life™

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp

ENDO-1283001-A

Boston Scientific
Advancing science for life™

Hurricane™ RX

ハリケーン RX 胆道拡張バルーンカテーテル



A difference
you can feel.™

RX Biliary System™

A difference you can feel.™

消化器内視鏡領域では、内視鏡像の視野だけでなく術者の触感によるアプローチも重要視されています。RX Biliary Systemを構成する製品群は、製品のレスポンスで実感できる優れたアクセス性とコントロール性を提供すべく改良されてきました。まさに、術者がその違いを体感できるシステムです。

長年にわたり、ボストン・サイエンティフィックはRX Biliary Systemを日常的に使用する世界中の医療従事者から信頼とご愛顧をいただいています。RX Biliary Systemはその優れたパフォーマンスにより胆膵処置の可能性を拡大することに貢献してきました。術者のシングルオペレーションを想定した製品の技術革新が、繊細なコントロールとアクセスを可能にします。



Excellent Stricture Passage

優れた狭窄通過性

5.8Fr (1.9mm) のLow-profileバルーンシャフトは狭窄通過時の抵抗を低減し、Pushabilityを向上させます。

◆4Fr (1.3mm) の先端チップは滑らかなカテーテルの進行を促進し、組織への侵襲を最小限に抑えます。

◆Pushabilityを向上させるため、カテーテル手元部にはステンレス製のスタイレットがあらかじめ挿入されています。

◆RX対応のカテーテルデザインは、ガイドワイヤを固定し、目的部位への安全なアクセスを可能にします。

Balloon Design

バルーン デザイン

◆十二指腸乳頭拡張に適した俵型バルーンデザイン。

◆バルーンはPET素材に比べて柔らかいナイロン素材を採用。デフレーション後の鉗子チャンネルからのカテーテル抜去がスムーズに行えます。

◆最大耐圧12atm (1.2MPa)* の高耐圧バルーン。

*最大加圧12atm (1.2MPa) 対応製品はカタログ番号4589 / 4590のみです。



推奨インフレーター
アンコール 26 インフレーションデバイス

Designed For Accurate Positioning

安全なポジショニングを可能にする 高い視認性

◆2つのエックス線不透過性マーカがバルーンのポジショニングを容易にします。

◆ガイドワイヤを挿入したままインジェクションポートから造影剤を注入できます。



Hurricane RXを用いた狭窄拡張

Image courtesy of Mario Traina, MD, ISMETT Hospital, Palermo, Italy