

Spy 結石除去用バスケット



胆管結石の除去

SpyGlass DS専用デバイス

バスケット形状

EHL後の結石片をキャッチする8線バスケット

形状記憶ワイヤ

変形の少ないニチノール製のバスケットワイヤを採用

製品名	カタログ番号	バスケット開口径 (mm)	有効長 (cm)	適合鉗子口径 (mm)
スパイ結石除去用バスケット	M00546550	15	286	<1.2

販売名：スパイグラス リトリvableバスケット
医療機器認証番号：231ABBZX00005000

販売名：スパイグラスデジタル内視鏡
医療機器認証番号：227ABBZX00006000

販売名：スパイグラスデジタルコントローラ
製造販売届出番号：13B1X00043000062

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
© 2019 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp

1902-34010-B-ODP / PSST20190215-0152