



StoneSmash®

ストーンスマッシュ 胆管結石用碎石バスケット



ストーンスマッシュ
ワイヤガイドッドタイプ



StoneSmash®

ストーンスマッシュ 胆管結石用碎石バスケット

組み立て不要

- ▶ 一体型の本体を別売のアライアンスIIハンドルに装着すると、組み立て不要で使用可能な碎石具として手技効率のアップが図れます。



X線下での視認性

- ▶ 超高純度ステンレスワイヤを採用することで、X線下での視認性が高く、結石把持の確認が容易に行えます。

高い結石破砕力

- ▶ 超剛性ワイヤにより強い破砕力を実現。拡張力のあるワイヤで複数回にわたる碎石でも元の形状を保ち連続した碎石も効率よく行えます。



製品名	カタログ番号	バスケット径 (cm)	適合ガイドワイヤ径 (inches)	有効長 (mm)	適合鉗子口径 (mm)
ストーンスマッシュ ノンワイヤガイドドタイプ	M00567290	3.0	—	1980	≥ 3.2
ストーンスマッシュ ワイヤガイドドタイプ	M00567300	3.0	0.035	1980	≥ 3.7

販売名：トラペゾイドRX バスケットカテーテル
医療機器認証番号：221ABBZX00034000

販売名：ストーンスマッシュ
医療機器認証番号：230ABBZX00081000
製造販売業者：レイクR&D株式会社

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
© 2021 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.

**Boston
Scientific**

Advancing science for life™

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp

ENDO-1095802-AA