


Tandem™ XL ERCPカニューラ

ガイドワイヤルーメンと2つのインジェクションルーメンが独立した
独自のトリプルルーメン構造



タンデムXL ERCPカニューラ

カタログ番号	先端形状	外径(Fr)	有効長 (cm)	適合鉗子口径 (mm)	適合ガイドワイヤ (inch)
3570	テーパ型	7 (先端テーパ部 5.5)	200	2.8	0.035

販売単位 1本入/1袋

販売名：ERCPカニューラ
医療機器認証番号：221ABBZX00023000

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
©2018 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
Tandem™はBoston Scientific Corporationのトレードマークです。

Boston
Scientific
Advancing science for life™

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp

PSST資料管理番号：20180731-0697