

TrapEase™ Polyp Traps

トラップイーズ ポリープ回収システム



取出し可能なケースで、
回収した検体のスムーズで安全な取扱いをサポート。



4つの取り外し可能なケース

ケースごとに取り外せ、検体を傷つけにくい

中段の安全な間仕切り

検体をケース外に吸引してしまっても紛失を予防

見やすいケースナンバー表示

現場での正確な検体確認が可能

単回使用

患者ニーズの高い感染管理にも貢献

トラップイーズ ポリープ回収システム

カタログ番号	タイプ	販売単位
STE-298-25	クアッド Quadタイプ	25個入/1箱
STE-297-50	Singleタイプ	50個入/1箱

単回使用

単回使用

販売名：トラップイーズ ポリープ回収システム
医療機器届出番号：13B1X00043000077

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。
© 2017 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.
All trademarks are the property of their respective owners.

**Boston
Scientific**

Advancing science for life™

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス
www.bostonscientific.jp

1710-35201-A-10 / PSST20171016-1075