



AcuPulse 40W DUO CO₂ レーザ

Surgical CO₂ Laser System & Accessories



AcuPulse™ 40W DUO Surgical CO₂ Laser System

The versatility to choose the right
treatment for your patient



ACUPULSE™ DUO

40W CO₂ レーザ

「関節アーム」と
「外径1ミリの中空導光ファイバー」の
2つの機能を融合したCO₂レーザー



ACUPULSE™ DUO

Surgical CO₂ Laser

2つの機能*を融合したデュアル発振方式のアクュパルス

*「2つの機能」とは

- ① 関節アーム式
- ② 外径約1mmの中空ファイバー式



+

Plus



Technical Specifications システム仕様

一般的名称	炭酸ガスレーザー
販売名	AcuPulse 40W DUO CO ₂ レーザー
承認番号	22700BZX00011000
製品番号	AcuPulse 40W DUO : GA-1000000
レーザータイプ	CO ₂ レーザー
波長	10.6μm
発振モード	TEM ₀₀ ガウス分布
レーザー出力モード：連続 (CW)	1~40W
スーパーパルス (SP)	0.5~15W
パルサー出力 (平均)	1~35W
コントロール	マルチカラー高解像度タッチパネルおよびフットスイッチ
ガイド光	635nm赤色ダイオードレーザー (最大5mW)、輝度調整可、点滅、ON/OFF可能
デリバリーシステム	ファイバー式&アーム式
メモリ設定	100+カスタムメモリ設定容量
システム冷却方式	内部循環水冷方式
CO ₂ ファイバー冷却方式	内蔵型エアポンプ
電源電圧	100~240VAC、8A、50/60Hz
本体寸法	W 40cm × D 40cm × H 136cm
本体重量 (参考値)	53kg
希望販売価格	15,000,000円

FiberLase™ (ファイバーレーズ)


AC-1059590

単回使用、滅菌済み

有効長:200cm

外径約1.04mm、内径約0.5mm

希望販売価格 70,000円



Endure Fiber (エンデュアファイバー)

AC-1148110

使用回数:最大5回、出荷時滅菌済み

有効長:200cm

外径約1.04mm、内径約0.5mm

希望販売価格 190,000円



アクセサリ

AC-1085400

FiberLase ハンドピースベンディングツール 希望販売価格 35,000円



KT-1064960

FiberLase ハンドピースクリーニングキット 希望販売価格 25,000円

3本のクリーニングブラシと、20個のハンドピース用予備シリコンパッキンを含む



KT-1088480

FiberLase ファイバーリニューアルキット 希望販売価格 120,000円

FiberLase ストリッパー、およびFiberLase スコアリングツールを含む



AC-1115840

滅菌トレイ(大)

希望販売価格 220,000円

(W 38.1cm×D 25.4cm×H 3.8cm) ベース、ふた、および滑り止めシリコンマットを含む



マリアブルハンドピース(ステンレススチール製)

AC-2001100

SS FiberLase HP-M 90mm

希望販売価格 35,000円



AC-2001200

SS FiberLase HP-M 300mm

希望販売価格 35,000円



AC-2083940

SS FiberLase HP-M 140mm

希望販売価格 35,000円



AC-2083950

SS FiberLase HP-M 240mm

希望販売価格 35,000円



AC-2083960

SS FiberLase 軟性ハンドピースキット

希望販売価格 100,000円

上記4種のマリアブルハンドピースとクリーニングキット

リジッドハンドピース(ステンレススチール製)

AC-2063920

SS FiberLase HP-R 60mm

希望販売価格 35,000円

STRAIGHT CURVED TIP



AC-2063930

SS FiberLase HP-R 60mm

希望販売価格 35,000円

STRAIGHT TIP



AC-2063940

SS FiberLase HP-R 140mm

希望販売価格 35,000円

STRAIGHT CURVED TIP



AC-2063960

SS FiberLase HP-R 180mm

希望販売価格 35,000円

STRAIGHT CURVED TIP



AC-2063970

SS FiberLase HP-R 180mm

希望販売価格 35,000円

STRAIGHT TIP



AC-2063980

SS FiberLase HP-R 240mm

希望販売価格 35,000円

BENT CURVED TIP



AC-2083970

SS FIBERLASE HP-R 240mm

希望販売価格 35,000円

BENT STRAIGHT TIP



AC-2083980

SS FiberLase HP-R 140mm

希望販売価格 35,000円

BENT STRAIGHT TIP



KT-2061370

SS FiberLase 硬性ハンドピースキット

希望販売価格 210,000円

上記8種のリジッドハンドピースとクリーニングキット

マイクロマニピレーター：アキュスポット 712Z/L

顕微鏡下手術におけるスポット照射、切開、蒸散が可能です。

本体(専用アダプター・スペーサー含む)

AC-0020170：アキュスポット 712Z (ツァイス用) 希望販売価格 1,900,000円
AA3042000：アキュスポット 712L (ライカ用) 希望販売価格 1,900,000円

アダプター ※追加購入の場合

AA5014900：アダプター ツァイス用 希望販売価格 118,000円
AA3047500：アダプター ライカ用 希望販売価格 118,000円

スペーサー ※追加購入の場合

PM5039360：3mm スペーサー (ツァイス用) 希望販売価格 118,000円
MM-1020240：5mm スペーサー (ライカ用) 希望販売価格 118,000円



マイクロマニピレーター：アキュスポット 712

顕微鏡下手術におけるスポット照射、切開、蒸散が可能です。

本体

AA2630000：アキュスポット 712 希望販売価格 1,700,000円

アダプター・スペーサーにつきましては別途お問い合わせ下さい。



マイクロマニピレーター：デジタルアキュブレード

顕微鏡下手術におけるスポット照射、切開、蒸散に加え
直線切開、曲線切開が可能です。

KT-1044100：デジタルアキュブレード 希望販売価格 1,600,000円

- ・アキュスポット 712Z / 712Lに対応
- ・デジタルアキュブレードにアキュスポットは含まれません。
- ・デジタルアキュブレードはアキュスポットのアップグレードキットになります。



AcuSpot 712Z/Lへの装着例

マイクロスラッド 715

AA0886700

コルポスコープへの簡単な接続により遠隔にて
CO₂レーザーの照射が自在に
アダプターも完備しており各種スコープへの接続も可能

希望販売価格 1,200,000円

アダプターにつきましては別途お問い合わせ下さい。



フィクسدフォーカスハンドピース 200mm

AA0665900

希望販売価格 350,000円



吸煙器 XPLUME SMOKE EVACUATOR

AA2072900

希望販売価格 550,000円

▼ 構成内容

MD1462600：プライマリーフィルターセット (6個入り)	希望販売価格 86,000円
MD1462700：セカンダリーフィルター	希望販売価格 35,000円
MD1462900：6mm シリコンチューブセット (6個入り)	希望販売価格 10,000円
MD1463100：プラスチックワンドセット (6個入り)	希望販売価格 14,000円
MD1463200：プラスチックファネルセット (6個入り)	希望販売価格 12,000円
MD1463000：22mm x 6mm プラスチックフィッティングセット (6個入り)	希望販売価格 6,000円
VT10324：プラスチックホースセット (24個入り)	希望販売価格 50,000円

ネーザル・ラリngo用ファイバーカプラー

AA2819400
ファイバーカプラー 希望販売価格 426,000円



ネーザル用プローブ

AA2756500
ネーザル用 ストレート プローブ 希望販売価格 30,000円



AA2756600
ネーザル用 右90° 側射 ミラー付プローブ 希望販売価格 60,000円



AA2756700
ネーザル用 左90° 側射 ミラー付プローブ 希望販売価格 60,000円



AA2757100
ネーザル用 20° アングル プローブ 希望販売価格 30,000円



AA2756800
ネーザル用 吸煙チューブポート付 ストレートプローブ 希望販売価格 60,000円



AA2756900
ネーザル用 右90° 側射 ミラー・吸煙チューブポート付プローブ 希望販売価格 90,000円



AA2757000
ネーザル用 左90° 側射 ミラー・吸煙チューブポート付プローブ 希望販売価格 90,000円



AA2757200
ネーザル用 20° アングル 吸煙チューブポート付プローブ 希望販売価格 60,000円



AA2756300
ネーザル用 ファイバーインサート3本/パック 希望販売価格 65,000円

使用回数:最大5回 出荷時未滅菌



AA2603300
ネーザルプローブスターターキット 希望販売価格 1,000,000円

上記8種類とファイバーカプラー

ラリngo用プローブ

AA2891400
ラリngo用 ストレートプローブ 希望販売価格 70,000円



AA2891500
ラリngo用 ストレートプローブ吸煙チューブポート付き 希望販売価格 70,000円



AA2891600
ラリngo用 右90° 側射ミラー・吸煙チューブポート付プローブ 希望販売価格 95,000円



AA2891700
ラリngo用 左90° 側射ミラー・吸煙チューブポート付プローブ 希望販売価格 95,000円



AA2891800
ラリngo用 ファイバーインサート3本/パック 希望販売価格 82,000円

使用回数:最大5回 出荷時未滅菌



OtoLase ハンドピース

AC-2003612

- ・先端内径約0.25mm
- ・複数回使用
- ・出荷時非滅菌

希望販売価格 240,000円

OtoLase ハンドピースチップ

AC-20055380

- ・ストレートチップ 12個入り
- ・滅菌済み
- ・単回使用

希望販売価格 215,000円

OtoLase ファイバー

AC-20055370

- ・最大使用回数 24回
- ・有効長 200cm
- ・滅菌不可 (滅菌ドレープは本品に含まれない)

希望販売価格 425,000円

OtoLase クリーニングキット

KT-2005815

希望販売価格 55,000円

▼ 構成内容

OtoLase ハンドピースシャフト用の清掃用ブラシ(12本入り)

オーラル用

オーラルファリングルハンドピース

希望販売価格 460,000円



AS2520800

① メインコンカルエクス テンダー
希望販売価格 35,000円

PM2508230

③ コンタミネーションコレクター
希望販売価格 35,000円


▼ 構成内容

AS2520700

② ポートホルダー
希望販売価格 70,000円

AA2473100

④ CVD オプティカルユニット
希望販売価格 320,000円



AS2466800

チップエクステンダー

希望販売価格 31,000円



PM2379430

バックストラップエクステンダー

希望販売価格 33,000円



AA2705200

カミネーザルチップ
3本入り

希望販売価格 95,000円



AA2659600

カマミトシレクトミーチップ
3本入り

希望販売価格 105,000円



AA0198900

90°ミラーチップエクステンダー

希望販売価格 45,000円




AA2377300

オーラルファリングルハンドピースセット 希望販売価格 800,000円

▼ 構成内容

- ・チップエクステンダー× 3
- ・バックストラップエクステンダー× 3
- ・カミネーザルチップ× 3
- ・カマミトシレクトミーチップ× 3

- ・90°ミラーチップエクステンダー
- ・オーラルファリングルハンドピース
- ・125mm ストレートチップ



②



③



④



⑤



AA0632600

フィクストフォーカスハンドピース125mm 希望販売価格 350,000円

(構成部品組立後写真:ストレートチップ装着時)

▼ 構成内容

- ①エクステンダー×2個
- ②ストレートチップ×2個
- ③レンズホルダー×1個
- ④90°チップ×1個
- ⑤120°チップ×1個

※一式での販売になります。パーツでの販売はしていません。

