




# Advanix™ J

一体型胆管用プラスチックステント

多様なドレナージを  
幅広くサポート



# 多様な症例をサポートする豊富なラインナップ

豊富なラインナップから適切なステントをご選択いただく事が可能です

## スムーズな挿入をサポートする テーパリング加工

インナーカテーテル先端、ステント先端に  
段差を軽減する面取り加工を実施

スムーズな胆管への挿入による、  
手技時間の短縮、医療従事者ならびに患者様への負担軽減を目指しました



※カタログ番号により面取り加工見通しのタイミングは異なります。

## 再ポジショニング可能な 一体型構造

インサイドステントタイプ、  
ダブルピッグテイルステントタイプを含む  
全 Advanix™ Jシリーズにスーチャーシステムを採用



適切な位置合わせをサポートします

## 豊富なラインナップ

留置する胆管形状に応じた、適切なステント選択をサポートします


カーブの深さが異なる2種類のインサイドステントは、それぞれ色分けされたスーチャーにより、胆管内留置後のステント同定をサポートします


デリバリーシステムとの一体型構造を有する、ダブルピッグテイルステントタイプ  
内視鏡マーカにより、適切な留置をサポートします



●ライトバンド  
(スーチャー：水色)

●ディーブバンド  
(スーチャー：黒色)






形状	カタログ番号	ステント		適合ガイドワイヤ	システム有効長 (cm)	適合鉗子口径
		外径 (F)	フラップ間 (cm)			
ストレート	M00537600	7	5	0.035inch	205	2.8mm 以上
	M00537610	7	7	0.035inch	205	2.8mm 以上
	M00537620	7	10	0.035inch	205	2.8mm 以上
	M00537630	7	12	0.035inch	205	2.8mm 以上
	M00537640	7	15	0.035inch	205	2.8mm 以上
	M00537650	8.5	5	0.035inch	205	2.8mm 以上
	M00537660	8.5	7	0.035inch	205	2.8mm 以上
	M00537670	8.5	10	0.035inch	205	2.8mm 以上
M00537680	8.5	12	0.035inch	205	2.8mm 以上	


形状	カタログ番号	ステント		適合ガイドワイヤ	システム有効長 (cm)	適合鉗子口径
		外径 (F)	ステント長 (cm)			
インサイドステント (ライトベンド)	M00537760	7	9	0.035inch	215	3.2mm 以上
	M00537770	7	12	0.035inch	215	3.2mm 以上
インサイドステント (ディープベンド)	M00537720	7	9	0.035inch	215	3.2mm 以上
	M00537730	7	12	0.035inch	215	3.2mm 以上

形状	カタログ番号	ステント		適合ガイドワイヤ	システム有効長 (cm)	適合鉗子口径
		外径 (F)	ループ間 (cm)			
ダブルピッグテイルステント	M00537800	7	4	0.035inch	205	2.8mm 以上
	M00537810	7	7	0.035inch	205	2.8mm 以上
	M00537820	7	10	0.035inch	205	2.8mm 以上

ストレート



インサイドステント (ライトベンド)



インサイドステント (ディープベンド)



ダブルピッグテイルステント



※径表示換算目安：1mm=3French=0.0394inches

販売名：CX-T ステント  
医療機器承認番号：21600BZZ00031000

製造販売業者：シルルクス株式会社

製品の詳細に関しては添付文書等でご確認いただくか、弊社営業担当へご確認ください。  
© 2024 Boston Scientific Corporation or its affiliates. All rights reserved.  
All trademarks are the property of their respective owners.

**Boston Scientific**  
Advancing science for life™

ボストン・サイエンティフィック ジャパン株式会社  
本社 東京都中野区中野4-10-2 中野セントラルパークサウス  
[www.bostonscientific.jp](http://www.bostonscientific.jp)

ENDO-1914402-AA