



Informação Importante sobre a Actualização do Software COGNIS 100-D e TELIGEN 100

A Boston Scientific lançou a aplicação de software Modelo 2868, versão 1.05. Com esta actualização de software, o Respiratory Sensor (Sensor da Respiração) será programado para Off, e deixará de ter a opção de o programar para On. Os dados de Respiratory Rate Trend (Tendência da Frequência Respiratória) anteriormente recolhidos ficarão guardados e poderão ser visualizados no PRM. No entanto, não serão recolhidos dados novos.

Em caso de dúvidas sobre esta actualização, contactar os Serviços Técnicos da Boston Scientific, pelo número de telefone abaixo indicado.

Boston Scientific
4100 Hamline Avenue North
St. Paul, MN 55112-5798 USA

Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific
Green Square, Lambroekstraat 5D
1831 Diegem, Belgium

1.800.CARDIAC (227.3422)
+1.651.582.4000

© 2009 Boston Scientific or its affiliates.
All rights reserved.

358201-009 PT Europe 04/09

