

**Boston  
Scientific**

**SISTEMA DE PROGRAMAÇÃO LATITUDE™ MODELO 3300  
SUPLEMENTO DOS MANUAIS DO GERADOR DE IMPULSOS\***

\*Manuais Técnicos e Guias de Referência do Médico

erze. Nepo  
version. Må ikk  
n überholt. Nicht verw  
unud versioon. Ärge kasuta  
αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποιή  
Outdated version. Do not use.  
Versión obsoleta. No utilizar.  
Version périmée. Ne pas utiliser.  
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.  
Úreilt útgáfa. Notið ekki.  
Versione obsoleta. Non utilizzare.  
Novcojusi versija. Neizmantoj.  
Pasenusi versija. Nenaudokite.  
Flavult verzió. Ne használja!  
een verouderde versie. Niet gebruiken.  
t versjon. Skal ikke brukes.  
terminowana. Nie używać.  
ia. Não utilize.  
A nu se utiliza.  
oužívat.  
rabite

Este suplemento oferece uma descrição geral de alto nível das principais diferenças entre o Sistema de Programação ZOOM® LATITUDE Modelo 3120 e o Sistema de Programação LATITUDE Modelo 3300 (pode não estar disponível em todas as localizações).

Os atuais manuais do gerador de impulsos descrevem as características e funcionalidades da utilização com um Sistema de Programação Modelo 3120 e um Analisador do sistema de estimulação (PSA), ou seja, o modelo 3145; este documento serve como suplemento ao conteúdo desses manuais.

**OBSERVAÇÃO:** O Sistema de Programação Modelo 3300 tem as mesmas capacidades básicas e utilização prevista que o Sistema de Programação Modelo 3120 (Figura 1).

## **Recursos Primários**

Os manuais separados descrevem o Sistema de Programação LATITUDE Modelo 3300. Leia estes documentos primeiro:

- Manual do Utilizador do Sistema de Programação LATITUDE, Modelo 3300
- Manual do Utilizador da Gestão de dados do paciente, Modelo 3931
- Manual do Utilizador de Rede e Conectividade, Modelo 3924

**OBSERVAÇÃO:** Para a funcionalidade PSA, consulte o Manual do Utilizador do Analisador do sistema de estimulação, Modelo 3922.

Para obter cópias eletrônicas, consulte [www.bostonscientific-elabeling.com](http://www.bostonscientific-elabeling.com). Para obter cópias em papel, contacte a Boston Scientific utilizando a informação na parte de trás deste suplemento.



- A Aplicação de Apoio de Pacemaker/CRT-P Modelo 3869 substitui a aplicação Modelo 2869.
  - O Modelo 3869 também substitui o Modelo 2869 no Identificador radiológico do PG.
- A Aplicação de Software do Sistema Modelo 3909 com a aplicação Quickstart substitui a aplicação Modelo 2909.

### **Rede**

- A transferência sem fios dos dados do paciente é agora possível através Bluetooth®.

### **Teclas**

- O botão RED STAT substitui as teclas de funções fixas ESTIMULAÇÃO DE EMERGÊNCIA, CHOQUE DE EMERGÊNCIA e DESVIAR TERAPÊUTICA. Oferece apoio para a estimulação de emergência de PSA, estimulação de emergência, choque de emergência e desviar.
- As teclas de funções fixas INTERROGAR e PROGRAMAR foram substituídas por teclas programáveis.
- A funcionalidade de Registo em tempo real substitui as teclas de funções fixas da velocidade do papel. As teclas de funções fixas Calibrar e Linha de base foram substituídas por teclas programáveis.

### **Armazenamento de dados**

- O USB substitui a unidade/suporte de disquete.

### **A imprimir**

- O suporte da impressora externa através de USB e Bluetooth® substitui o registrador interno de gráficos em fita de papel.

### **Zoom Wireless Transmitter**

- O hardware interno substitui o Zoom Wireless Transmitter.

### **Geradores de impulsos existentes**

- O Programador Modelo 3300 suporta a maioria dos atuais geradores de impulsos da Boston Scientific. Se pretender, contacte a Boston Scientific para determinar quais os modelos de geradores de impulsos suportados.

### **Declaração de marca registada**

As seguintes são marcas registadas da Boston Scientific Corporation ou respetivas filiais: LATITUDE e ZOOM.

Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth® SIG.

erze. Nepo  
version. Må ikk  
n überholt. Nicht verw  
unud versioon. Ärge kasuta  
αλιά έκδοση. Μην την χρησιμοποι  
Outdated version. Do not use.  
Versión obsoleta. No utilizar.  
Version périmée. Ne pas utiliser.  
Zastarjela verzija. Nemojte upotrebljavati.  
Úreilt útgáfa. Notið ekki.  
Versione obsoleta. Non utilizzare.  
Novcojusi versija. Neizmanto.  
Pasenusi versija. Nenaudokite.  
Flavult verzió. Ne használja!  
een verouderde versie. Niet gebruiken.  
t versjon. Skal ikke brukes.  
terminowana. Nie używać.  
ia. Não utilize.  
A nu se utiliza.  
oužívat.  
rabite

# Boston Scientific



**FABRICANTE**

Boston Scientific Corporation  
4100 Hamline Avenue North  
St. Paul, MN 55112-5798 USA

**FABRICADO EM:**

Cardiac Pacemakers Incorporated  
4100 Hamline Avenue North  
St. Paul, MN 55112-5798 USA

1.800.CARDIAC (227.3422)  
+1.651.582.4000

[www.bostonscientific.com](http://www.bostonscientific.com)

EC REP

REPRESENTANTE AUTORIZADO NA COMUNIDADE EUROPEIA  
Guidant Europe NV/SA; Boston Scientific  
Green Square, Lambroekstraat 5D  
1831 Diegem, Belgium

AUS

ENDEREÇO DO PATROCINADOR DA AUSTRÁLIA  
Boston Scientific (Australia) Pty Ltd  
PO Box 332  
BOTANY NSW 1455 Australia  
Free Phone 1 800 676 133  
Free Fax 1 800 836 666



92059496-026 PT 2017-08

© 2017 Boston Scientific  
Corporation or its affiliates.  
All Rights Reserved.